




ANLAGENBAU

Anlage für die mRNA-Wirkstoffproduktion



PROJEKTUMFANG

- 8 mobile Pharmabehälter mit 7 L bis 190 L Volumen
- 1 stationärer Ansatzbehälter auf Wägezellen mit 350 L Volumen
- 1 CIP-Anlage mit Zentralsteuerung
- Stationärer Ansatzbehälter und CIP-Anlage als Skids
- Wandpanel zum Andocken der Mobilbehälter
- Touchpanel im Reinraum zur Steuerung der Anlage
- 1 CIP-Platz zur Reinigung, mehrere Rührplätze inkl. Kühlung
- Inkl. Automatisierung, Inbetriebnahme und Qualifizierung

