



BEHÄLTERBAU

Mobilbehälter mit Abnahme nach SELO (China Manufacturer Licence)

11 Mobilbehälter für die Pharmaindustrie mit Abnahme nach SELO.



WICHTIGE FAKTEN

Werkstoff	1.4435 mit Delta-Ferrit <= 3%
Oberfläche	innen: Ra<=0,5µm elektropoliert außen: Ra<= 1,2µm satiniert
Volumen	25 ltr., 100 ltr., 350 ltr. und 800 ltr.
Druck	Innenmantel: -1/+6 bar Doppelmantel: -1/+10 bar
Temperatur	+8/+139°C
Komponenten/ Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt 11 Behälter in unterschiedlichen Ausführungen • Abnahme nach SELO (China Manufacturer Licence) • Mobilbehälter in GMP-Ausführung

